

Este documento se elaboró el 18.04.2026 y abarca todos los productos de la categoría:


Autotest de antígenos

El documento actual puede descargarse aquí:



[ENLACE DIRECTO](#)

En el catálogo de productos, estos documentos PDF pueden generarse en cualquier nivel de la jerarquía haciendo clic en el símbolo.








Home

Categories ▾

Brands ▾

About us ▾



Home  -> SourceWeb Medical AG  -> Protective equipment  -> Protective masks  -> 3M 1860 



Índice de contenidos

Covid-19

Autotest de antígenos

Hotgen Autocomprobación de antígenos

1

SafeCare Autocomprobación de antígenos

2

SourceWeb Autocomprobación de antígenos

3

Hotgen Autocomprobación de antígenos

Reconocido oficialmente en la UE como prueba de legado (con el sello CE).

Esta prueba rápida de un solo uso se utiliza para la determinación del antígeno del coronavirus. La muestra se toma de un hisopo nasal humano. La prueba rápida Corona se utiliza como prueba rápida para los casos sospechosos de coronavirus. Esta prueba también puede utilizarse para la reconfirmación para la detección de ácidos nucleicos en pacientes dados de alta. Esta prueba cuenta con la aprobación de la CE para uso no profesional (autodiagnóstico) para la detección del SARS-CoV-2 y también está registrada en el BfArM y evaluada por el Instituto Paul Ehrlich.

Características especiales:

- Resultado rápido - 15-20 minutos
- Fácil de usar incluso para los profanos: todo en un kit
- Kits de pruebas envasados individualmente de forma higiénica
- Alta precisión y variante probada (incluyendo Omicron)
- Prueba con la certificación CE como prueba de lego

Alcance de la entrega:

- Casete de prueba del antígeno del coronavirus
- Tampón de extracción de muestras
- Hisopo estéril
- Bolsa de presión desechable para su eliminación
- Instrucciones de uso

Fabricante: Beijing Hotgen Biotech Co, Ltd.

Instrumento: Puede realizarse sin equipo adicional

Formato: Prueba nasal anterior

Temperatura de almacenamiento: 4 - 30°C

Tiempo de selección: 15 minutos

Especificidad: 99,76 %

Sensibilidad: 97,10%

Certificación CE: CE 0123

Número BfArM-AT: AT1236/21

Embalaje: envuelto individualmente



CE-Certificado



Verificación de variantes (Omicron)



Ver video



SafeCare Autocomprobación de antígenos

La prueba rápida de antígeno nasofaríngeo SafeCare COVID-19 está diseñada para proporcionar una detección de alta calidad de los antígenos de la proteína nucleocápside. Para ello, se toma un hisopo cualificado de la nasofaringe o de la región nasal anterior en el marco de una estrategia de análisis profesional. La prueba rápida de antígeno ha sido evaluada según el Instituto Paul Ehrlich y está incluida en la lista de pruebas de SARS-CoV-2 del BfArM. Sólo puede ser llevada a cabo por personal médico cualificado. También es posible la realización de pruebas por parte de personal capacitado en el PdC.

Con la prueba rápida de antígeno nasofaríngeo COVID-19, SafeCare ofrece una opción fiable y sencilla para realizar pruebas eficaces del nuevo coronavirus. Dado que también puede utilizarse para realizar pruebas masivas, puede aplicarse una estrategia de pruebas sostenible para instalaciones públicas o zonas de uso comercial, así como para escuelas y empresas, con el fin de localizar rápidamente a las personas infectadas por el SRAS-CoV-2 y proteger así a todas las personas afectadas.

El resultado de la prueba está disponible en un plazo de 10 a 15 días. Esto significa que las personas sometidas a la prueba pueden estar seguras rápidamente, mientras que la sensibilidad relativa de la prueba rápida del antígeno nasofaríngeo SafeCare - COVID-19 es muy alta. La especificidad relativa es del 96,97% y la especificidad relativa del 100%.

Material de muestra: hisopos nasofaríngeos.

Resultado de la prueba: en 10 a 15 minutos

Sensibilidad muy alta: 96,97%

Especificidad muy alta: 100,00%

Contenido : 25 pruebas con consumibles incluidos

Manipulación: Fácil manejo sin sistema de análisis adicional

Lugar de la prueba: Posibilidad de realizar la prueba cuando no se dispone de una prueba de laboratorio (PdC)

Uso: Prueba destinada a uso profesional

Reembolsable: En la lista de BfArM (AT199/20) y, por tanto, reembolsable.

Los precios indicados son por unidad por 1 prueba.



 **Datenblatt**

 **Ver video**



SourceWeb Autocomprobación de antígenos

Reconocido oficialmente en la UE como prueba de legado (con el sello CE).

Esta prueba rápida de un solo uso se utiliza para la determinación del antígeno del coronavirus. La muestra se toma de un hisopo nasal humano. La prueba rápida Corona se utiliza como prueba rápida para los casos sospechosos de coronavirus. Esta prueba también puede utilizarse para la reconfirmación para la detección de ácidos nucleicos en pacientes dados de alta. Esta prueba cuenta con la aprobación de la CE para uso no profesional (autodiagnóstico) para la detección del SARS-CoV-2 y también está incluida en la lista del BfArM, así como evaluada por el Instituto Paul Ehrlich.

Características especiales:

- Resultado rápido - 15-20 minutos
- Fácil de usar incluso para los profanos: todo en un solo juego
- Juegos de pruebas empaquetados individualmente de forma higiénica
- Alta precisión y variante probada (incluyendo Omicron).
- Prueba con la certificación CE como prueba de lego

Alcance de la entrega:

- Casete de prueba del antígeno del coronavirus
- Tampón de extracción de muestras
- Hisopo estéril
- Bolsa de presión desechable para su eliminación
- Instrucciones de uso

Fabricante: SourceWeb Medical Ltd.

Instrumento: Puede realizarse sin equipo adicional

Formato: Prueba nasal anterior

Temperatura de almacenamiento: 4 - 30°C

Tiempo de selección: 15 minutos

Especificidad: 99,76 %

Sensibilidad: 97,10%

Certificación CE: CE 0865

Embalaje: Paquete de 10

El embalaje y el diseño pueden diferir de la imagen

