

## Hotgen® Autotest Antigen

Riconosciuto ufficialmente nell'UE come test laico (con sigillo CE).

Questo test rapido monouso è utilizzato per la determinazione dell'antigene del coronavirus. Il campione viene prelevato da un tampone nasale umano. Il Corona Rapid Test è utilizzato come test rapido per casi sospetti di coronavirus. Questo test può anche essere utilizzato per la riconferma per il rilevamento di acidi nucleici in pazienti dimessi. Questo test ha l'approvazione CE per l'uso laico (autotest) per il rilevamento della SARS-CoV-2 ed è anche elencato con il BfArM e valutato dall'Istituto Paul Ehrlich.

### Caratteristiche speciali:

- Risultato rapido - 15-20 minuti
- Facile da usare anche per i profani - tutto in un unico kit
- Kit di test confezionati singolarmente in modo igienico
- Alta precisione e variante testata (incluso Omicron)
- Test con certificazione CE come test laico

### Ambito di consegna:

- Cassetta per il test dell'antigene del coronavirus
- Tampone di estrazione del campione
- Tampone sterile
- Sacco a pressione monouso per lo smaltimento
- Istruzioni per l'uso

**Produttore:** Beijing Hotgen Biotech Co, Ltd.

**Strumento:** Può essere eseguito senza attrezzature aggiuntive

**Formato:** Test nasale anteriore

**Temperatura di conservazione:** 4 - 30°C

**Tempo di selezione:** 15 minuti

**Specificità:** 99,76 %

**Sensibilità:** 97,10%

**Certificazione CE:** CE 0123

**Numero BfArM-AT:** AT1236/21

**Imballaggio:** incartato individualmente

 **CE-Certificato** **Verifica della variante (Omicron)** **Guarda il video**